

手动油压显微注射泵：IM-21

(简化了麻烦的充油操作和排气泡)

紧凑，高性能油压显微注射泵配备新的功能，简化了麻烦的充灌油液的过程。可用于多种用途，例如 ICSI（卵胞浆内单精子显微注射），哺乳动物卵子和鱼卵中的 DNA，RNA，CRISPR Cas9 注射，注射胚胎干细胞（ES cells）和 IPS 细胞、核移植和细胞捕获。



基本参数

配件包括	注射针夹持器 (IM-H3) 清洁棒 硅橡胶垫片 (HI01PK01) O 密封圈 (IM04) 硅酮润滑脂
移动范围	柱塞行程: 20mm 旋钮整圈旋转行程: 500 μ m
控制准确性	旋钮整圈旋转体积大约: 10 μ l
尺寸/重量	W127 ~ 147 × D56 × H78mm, 620g
软管长度	1m

产品更新特点



可变柱塞活塞允许来回移动，无需旋转控制旋钮。提供容易的油填充和气泡清除。



内置通道开关，无需连接三通旋塞阀，可方便地切换流道。




简单的管子连接，插管子，拧紧旋钮，就这些。



内置塑料圆筒提供清晰的塑料可视性，消除突然破碎圆筒的危险。

相关器件

			
<p>微量注射器 SYR-11 (1,060μl/金属)</p>	<p>矿物油加注工具包</p>	<p>手动三维显微操作仪 MN-153</p>	<p>三轴油压显微操作仪 MMO-4</p>
			
<p>三轴油压显微操作仪 MMO-203</p>	<p>手动气压显微注射泵 IM-11-2</p>	<p>电动显微注射泵系统 IM-400</p>	<p>电动显微操作仪 MN-94</p>
			
<p>拉制仪 PC-100</p>	<p>磨针仪 EG-45</p>	<p>磨针仪 EG-402</p>	<p>锻针仪 MF-2</p>
			

ICSI 显微注射泵系统

如需要了解更多产品详情, 请前往官网 www.gairdner.com.cn